



UNIVERSITA' DI PISA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE

Procedura 2 - Allegato 3
**Tariffario del servizio di
Diagnostica Istopatologica**

Edizione 12

Pag. 1 di 2

Dipartimento di Scienze Veterinarie Servizio di Diagnostica Istopatologica

LABORATORIO CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY PER LE ATTIVITÀ DI ANALISI PER CONTO TERZI

Tariffario analisi certificate

Codice	Tipo di analisi	Matrice	Prezzo (€)
301	Esame citologico con allestimento	Vetrini non colorati o materiale campionato *	25,00
302	Esame istologico	Tessuti patologici fissati in formalina	40,00
303	Esame citologico su vetrini già allestiti	Vetrini già allestiti e colorati	20,00
304	Esame istopatologico di campioni multipli in sede autoptica ogni 2 prelievi	Tessuti patologici fissati in formalina	40,00
305	Colorazioni istochimiche aggiuntive su richiesta	Sezioni incluse in paraffina	20,00
306	Colorazioni immunoistochimiche su richiesta per ogni antigene		40,00
307	Campioni per patologia correlata da sede diversa	Tessuti patologici fissati in formalina	10,00
308	Campione per altra patologia		20,00
309	Valutazione dei margini (campione fino a 5 cm)		20,00
310	Valutazione dei margini (campione > 5 cm)		35,00

* Campionamento per agoaspirazione, agoinfissione, raschiato, impronta.

ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DEI CAMPIONI

• **Indagini citopatologiche:** si consiglia di inviare almeno 2-3 vetrini per tessuto campionato, in modo da aumentare le possibilità diagnostiche. I vetrini possono essere inviati già fissati e colorati o solamente strisciati. Possono essere inviati unitamente ai vetrini anche campioni liquidi, in provette da emocromo con EDTA. Per evitare il contatto con la formalina, nel caso sia presente anche materiale per l'esame istologico, sigillare i vetrini.



UNIVERSITA' DI PISA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE

Procedura 2 - Allegato 3
**Tariffario del servizio di
Diagnostica Istopatologica**

Edizione 12

Pag. 2 di 2

• **Indagini istopatologiche:** i campioni non devono essere di grandi dimensioni. Se il tessuto d'origine è voluminoso inviarne una o più porzioni rappresentative. Possono essere inviati più campioni dello stesso paziente o più porzioni della stessa massa, in contenitori separati o nello stesso contenitore. I campioni devono essere debitamente contraddistinti (fili, punto di sutura, ago infisso) e nella scheda di richiesta deve essere dettagliato ogni campione ed eventuali richieste (valutazione margini etc...). I prelievi devono essere inviati in adeguata quantità di formalina al 10% (corrispondente ad una soluzione di formaldeide al 4%). La quantità di formalina deve permettere una completa e rapida fissazione del campione (rapporto ottimale tra il volume di formalina e il campione di 9:1 e 10:1). Per la spedizione devono essere utilizzati barattoli che non consentano la fuoriuscita di formalina, di dimensioni adeguate al volume del campione e diametro di apertura che consenta una facile estrazione del campione stesso. Il contenitore deve riportare esternamente, in modo chiaro, il cognome del veterinario, del proprietario e il tessuto d'origine. La scheda di accompagnamento deve riportare il maggior numero di indicazioni cliniche possibile. È fondamentale un completo segnalamento dell'animale ed un'esaustiva descrizione morfologica della lesione e dei suoi tempi di evoluzione, delle modalità di campionamento. In caso di richiesta di valutazione dei margini, le aree da valutare dovranno essere segnalate con punti di sutura, coloranti specifici o normale inchiostro di china o una soluzione 1:1 di acetone e inchiostro di china.

• **Indagini istochimiche/immunoistochimiche:** la richiesta di indagini istochimiche ed immunoistochimiche dev'essere specificata nella scheda di accompagnamento. Verranno utilizzate sezioni di campioni dal blocchetto ottenuto per la diagnostica istopatologica.

I campioni possono essere consegnati direttamente al servizio di Diagnostica Istopatologica (viale delle Piagge, 2 - 56124, Pisa), inviati tramite posta celere o attraverso il servizio Mail Boxes Etc., secondo le seguenti istruzioni:

- Contattare l'ufficio logistico ai seguenti riferimenti:
 - Tel. / Whatsapp: 328 3769541
 - e-mail: mbe522@mbe.it
 - Referenti: Daniele Gennari - Marika Brunaldi
- Confezionare le sostanze biologiche secondo la normativa ADR (UN3373/P650)
- Compilare e inoltrare via e-mail il [Modulo ritiro campioni](#), specificando l'indirizzo di ritiro
- Stampare ed applicare saldamente al pacco la lettera di vettura ricevuta via e-mail
- Attendere l'arrivo del corriere incaricato al ritiro e consegnare il pacco

L'eventuale quantità residua del campione inviato sarà conservata per un periodo di 15 giorni a partire dalla conclusione delle analisi richieste.

TEMPI DI ATTESA

I tempi di consegna o di invio del referto relativo alle analisi effettuate saranno comunicati al cliente al momento della consegna del campione. Il referto resterà a disposizione nell'archivio informatico del laboratorio.

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono valevoli per l'anno in corso e sono comprensivi di IVA ed ENPAV. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema elettronico PagoPA, tramite l'avviso di pagamento rilasciato dal Dipartimento di Scienze Veterinarie.